



Z.I. LES VIGNES - 42 RUE BENOÎT FRACHON
93013 BOBIGNY CEDEX – FRANCE
TÉL : 33 (0)1 48 10 62 62
FAX : 33 (0)1 48 91 22 99

FICHE TECHNIQUE

Page 1/1

NOM DU PRODUIT

DESIGNATION

ADHESIF SILICONE

REFERENCE(S) : 30001

INDICATIONS

Cet adhésif peut-être utilisé là où une colle non sensibilisante est nécessaire pour coller sur le corps, les pansements, prothèses et autres dispositifs en métal ou plastique par exemple :

- adhésion sur la peau de dispositifs d'iléostomie et colostomie,
- dispositif d'attache à la peau du monitoring,
- dispositif de prothèse maxilofacial adhésif,

- s'utilise comme un écran entre le ruban adhésif et la peau quand la sensibilisation et l'irritation sont causées par le ruban lui-même.

Pour un maximum d'adhésion, le liquide adhésif sera appliqué sur des surfaces propres et le solvant devra être complètement évaporé avant que le contact soit fait.

Pour transférer une couche de colle sur un dispositif, un support de transfert peut être enduit avec une couche de colle et ensuite être appliqué sur le dispositif.

COMPOSITION

Silicone qualité médicale pour usage externe.

Acétate d'éthyle

Essence de listea cubeba

DESCRIPTION

L 'adhésif silicone est un liquide non sensibilisant spécialement étudié pour faire adhérer des dispositifs sur le corps.

CONDITIONNEMENT

Unitaire : 1 flacon en verre teinté de 20 ml

Boîte : 12 flacons

STERILISATION / PEREMPTION

Produit à usage externe non stérile.

Date de validité : 4 ans à compter de la date de fabrication.

NETTOYAGE / DECONTAMINATION

Utiliser l'alcool éthylique à 90° ou mieux le solvant universel ERCESOLVANT®.

CONTRE-INDICATIONS

Non applicable

CLASSEMENT CE / LPPR

Classe IIa

Fabricant français



Péters Surgical est certifié ISO 9001, ISO 13485 et ISO 11135-1, et répond aux exigences réglementaires de la Directive Européenne 93/42/CEE du Conseil de 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux.